

Lympha press France

LA NOUVELLE PRESSOTHÉRAPIE

Mego Afek est leader dans le domaine de la pressothérapie depuis 30 ans. Il propose **une gamme d'appareils destinés exclusivement aux professions médicales et paramédicales.** PAR BÉNÉDICTE MARTIN



Le pantalon Overlapping 24 cellules.

Fabriqué par Mego Afek, le system Lympha-Press® propose toute une gamme d'appareils destinés aux professions médicales et paramédicales : Lympha-Press-Plus®, Lympha-Optimal-Gradient®, Lympha-Press-Mini®, Lympha-Wave®, Phlebo-Press®, Angio-Press® et Lympha-Pod® (2 nouveautés). Ces appareils utilisent la compression intermittente, qui fait partie des thérapies standard appliquées aux maladies veineuses et lymphatiques en complément du travail du MK. Cela permet une décongestion efficace et protectrice.

Les accessoires

Le pantalon "médical Overlapping" est équipé de 24 cellules (12 à G/12 à D) et d'un système à crémaillère permettant d'ajuster l'accessoire à la taille désirée. Le massage va du distal

au proximal, en couvrant la citerne de Pecquet.

La veste "médical Overlapping" est équipée de 24 cellules (12 à G/12 à D) et d'un système permettant d'ajuster l'accessoire à la taille désirée.

Il existe plus de 40 modèles de jambières et manchons, de toutes les tailles.

À l'intérieur des accessoires, les cellules en forme de tuiles permettent un effet progressif, harmonieux, efficace, et très confortable pour le patient (voir photo à droite).

La mise en place du patient est facile et rapide.

3 cycles complémentaires

L'appareil Lympha-Optimal-Gradient® possède 3 cycles de massage complémentaires, programmables jusqu'à 90 min. :

- **Préthérapie Cycle d'ouverture des**

voies lymphatiques, idéal pour initier une séance traitant les œdèmes lymphatiques, lyphoœdèmes, traitement cellulite et dérivés.



D.R.

voies lymphatiques, idéal pour initier une séance traitant les œdèmes lymphatiques, lyphoœdèmes, traitement cellulite et dérivés.

- **Lympha Gradient de pression :** cycle séquentiel, indiqué pour les œdèmes lymphatiques, pression 20 à 90 mmHg.

- **Wave Cycle péristaltique profond,** indiqué pour le traitement du retour veineux, de la cellulite et la stimulation musculaire, avec une pression de 20 à 90 mmHg.

Si les cycles Préthérapie et Lympha gradient sont très efficaces dans les traitements des pathologies indiquées, le cycle Wave est particulièrement apprécié des professionnels en complément de soins esthétiques (ex. : palper-rouler), et la synergie du drainage apporte une amélioration sensible des résultats, par le Lympha-Optimal-Gradient® qui est un soin "mains libres".

D.R.

Les nouveautés

- **Angio-Press® :** système de compression pneumatique intermittente pour le traitement des symptômes des maladies artérielles périphériques.

Plus d'infos :

www.lympha-press-france.com

- **Lympha-Pod® :** système à compression pneumatique conçu spécialement pour les obèses.

Plus d'infos :

www.lympha-press-france.com ■

CONTACT

Sarl Espace Minceur
23, rue Jean Jaurès
70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 37 80